


# t2media+™

Station de Gravure Automatisée de CD / DVDs intégrant un logiciel de visualisation (**t2Viewer**) sur chaque média.




La meilleure offre technique et financière sur le marché.

Une offre en formule **TOUT COMPRIS** est proposée visant à garantir un coût forfaitaire au CD gravé, incluant la fourniture de tous les consommables.

La station **t2media+** est composée d'un robot de gravure comprenant un graveur et une imprimante ainsi qu'une station de contrôle constituée d'un PC et d'un écran de contrôle.

- Connecté sur une modalité ou à un réseau DICOM, le système reçoit les fichiers images au format DICOM puis grave le CD-Rom en imprimant les informations patient et site sur la face supérieure du CD.
- La station de contrôle permet le suivi en temps réel des opérations de gravure et crée également un historique permettant un suivi à plus long terme.



#### Examens

Page de recherche des examens dans la base de données.

#### Surveillance

Page de contrôle des processus de gravures.

#### Travaux

Page de contrôle des Réceptions -Envois -Opérations.

#### Processus

Page permettant l'accès à l'historique des opérations réalisées.

The screenshot shows the 'Examens' (Examinations) section of the t2media+ software. At the top, there are navigation tabs: Examens, Surveillance, Transferts, Processus, and Aide. Below the tabs, it indicates 'Nb d'examens > 5'. A table displays search results with columns for Description, Radiologie, Tout, and PID. The table contains five rows of data, with the third row selected. Below the table, a summary for the selected 'ANONYME' patient is shown, including details like 'Sans Injection', 'Arteriel et Portal', and 'TEMPS TARDIF' with associated image counts and sizes.

	Description	Radiologie	Tout	PID		
<input type="checkbox"/>	ANONYME	2011-06-22	CERVICAL SANS	BEGOUIN^PATRICK	MR	38295
<input type="checkbox"/>	CR3	2011-04-04			CR	NO ID
<input type="checkbox"/>	ANONYME	2010-07-07	ABDO PEV		CT	4357
<input checked="" type="checkbox"/>	ANONYME	2005-07-08	ABDO PEV	ANONYME	CT	A0000001
<input type="checkbox"/>	ANONYME	2005-07-08	CERVICAL SANS	ANONYME	MR	A0000001

Sélection : Nb d'examens 1 Taille (Mo) 365 Nb d'images 727

> ANONYME

Sans Injection 232 Image(s) - 116 Mo	Arteriel et Portal 727 Image(s) - 365 Mo	TEMPS TARDIF 330 Image(s) - 165 Mo	TEMPS TARDIF 152 Image(s) - 78 Mo
---	---	---------------------------------------	--------------------------------------



**Graver**  
CD / DVD Multi-patient



**Renvoyer un examen**  
vers une station ou une modalité



**Envoyer un examen**  
vers une clé USB



**Anonymiser**  
les examens



**Graver**  
CD / DVD Mono-patient

## CARACTÉRISTIQUES t2media+

### Graveur multimodalité

- › Reçoit des modalités (CT, IRM) et grave automatiquement les images au format DICOM.DIR.
- › Possibilité d'obtenir plusieurs copies du même dossier.
- › Deux graveurs pour une plus grande productivité et sécurité.

### Prise en compte du compte-rendu et des images clés

### Sécurité & Contrôle

- › Bac dédié CD et bac DVD
- › Vérification automatique de la qualité de gravure
- › Contrôle automatique du niveau de remplissage des magasins (CDs, DVDs)
- › Télésurveillance / télémaintenance
- › Possibilité d'anonymisation automatique des examens gravés
- › Signature électronique garantissant l'intégrité des données gravées

**Personnalisation des CD / DVD :** se fait en fonction des (groupes) utilisateurs. Possibilité, par exemple, de différencier entre la vacation public et la vacation privé. En outre, possibilités d'obtenir plusieurs "viewers" embarqués - t2Viewer et viewers partenaires.

**t2Viewer :** Notre logiciel de visualisation d'images DICOM, embarqué sur chaque média, est compatible PC, mac et système Linux. C'est le logiciel de référence sur le marché

### Ergonomie, Fiabilité et Performances :

- › Un simple clic suffit à lancer le processus de gravure à partir des modalités (stations de diagnostic, station d'acquisition)
- › La production d'un CD contenant 1000 images se fait en 3 mn

### Différentes Configurations

- Semi-professionnelle t2media+ EPS
- Professionnelle t2media+ RIM